



1200210060

SOPORTE 160-E P/MICROTOMO



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Soporte de precisión diseñado para el montaje de cuchillas descartables en microtomos rotatorios.

Funciones: Es una variante de la serie "E" de Feather, optimizada para ofrecer una sujeción extremadamente rígida y estable, lo que minimiza las vibraciones durante el corte de tejidos.

Material: Fabricado íntegramente en acero inoxidable de alta calidad y aleaciones metálicas tratadas para resistir la corrosión y el desgaste mecánico prolongado en ambientes de laboratorio.

Uso: Se utiliza en microtomía de rutina para sujetar cuchillas descartables de perfil alto o bajo (según configuración) en microtomos rotatorios.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200210060	1 Unidad	Cartón	En stock