



1200210070

SOPORTE 240-E P/MICROT. DESLIZ.



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Soporte especializado diseñado específicamente para el montaje de cuchillas descartables en microtomos de tipo deslizante (Sliding Microtomes).

Material: Construido en acero inoxidable de alta calidad y aleaciones resistentes al desgaste, con un acabado superficial que facilita la limpieza y previene la oxidación por el contacto con reactivos.

Uso: Se utiliza fundamentalmente en microtomos deslizantes para la obtención de secciones histológicas de muestras incluidas en parafina o resina.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200210070	1 Unidad	Cartón	En stock