



1200210100

SOPORTE 130-CA P/CRIOSTATO SIN ANTI ROLLING



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Soporte de precisión diseñado específicamente para el montaje de cuchillas descartables dentro de la cámara de un criostato.

Especialidades: El modelo "CCR" está optimizado para garantizar una sujeción firme y estable incluso bajo variaciones térmicas extremas.

Material: Fabricado en acero inoxidable de alta calidad y aleaciones metálicas con tratamientos específicos para prevenir la corrosión por condensación y la formación de hielo excesivo.

Uso: Se utiliza fundamentalmente en procedimientos de biopsias por congelación para sujetar las cuchillas descartables, permitiendo realizar cortes delgados y precisos de tejidos congelados sin que la baja temperatura afecte la estabilidad del porta-cuchillas.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200210100	1 Unidad	Cartón	En stock