



1200210120

SOPORTE 160-C P/CRIOSTATO



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Soporte de alta precisión diseñado específicamente para su uso dentro de la cámara de congelación de un criostato.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado especial y aleaciones con alta conductividad térmica, tratadas para resistir la formación de escarcha y la corrosión por condensación constante.

Uso: Se utiliza para sujetar firmemente cuchillas descartables en procedimientos de cortes por congelación (biopsias intraoperatorias).

Especialidades: Está optimizado para trabajar a temperaturas extremadamente bajas sin comprometer la estabilidad del corte.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200210120	1 Unidad	Cartón	En stock