



1200220080

HOJAS DESCARTABLES A-35 x 50 UN.



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Cuchillas desechables de perfil bajo (Low Profile) diseñadas específicamente para obtener cortes extremadamente delgados y precisos, siendo una de las opciones más valoradas para trabajos de alta calidad en investigación. Ángulo del filo: 35°

Material: Fabricadas en acero inoxidable de grado superior con un acabado de borde ultra afilado y un recubrimiento especial que garantiza una mínima resistencia al corte. Material del filo: Baño de resina rociado de Platino.

Uso: Ideales para el corte de tejidos blandos y muestras de investigación incluidas en parafina, permitiendo obtener secciones de espesor mínimo con una morfología celular impecable.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/hojas-descartables-para-microtomo-feather-a35-x-50-u/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200220080	50 Unidades	Cartón	En stock