



1200232330

MANGO PLASTICO P/CERCENAR F-130 WP x UN.



--- | --- | --- | ---

## DATOS TÉCNICOS

**Descripción:** Mango de diseño clásico fabricado en plástico, diseñado específicamente para sujetar de manera firme y segura las hojas de cercenar de 130 mm (serie F-130).

**Material:** Plástico tratado de alta densidad, resistente a la humedad y diseñado para ofrecer un agarre natural y cómodo.

**Uso:** Se utiliza en la sala de macroscopía y en procedimientos de autopsia para el montaje de hojas de corte largas.

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1200232330 | 1 Unidad     | Cartón          | En stock       |