



1200233000

TIJERA C/REMOV. DE PUNTAS DESC. (145)



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: removedor de hojas de bisturí integrado, tijeras de disección con sacahojas., tijeras Feather No. 145, Tijeras con extractor de hojas

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Herramienta multifunción diseñada para laboratorios de anatomía patológica y cirugía que combina una tijera de corte de precisión con un mecanismo especializado en la rama para retirar hojas de bisturí.

Material: Fabricada en acero inoxidable de grado médico de alta calidad, resistente a la corrosión y apta para procesos de esterilización en autoclave.

Uso: Utilizada en la mesa de macroscopía para el corte de tejidos y órganos, permitiendo simultáneamente el cambio rápido y seguro de las hojas de bisturí descartables

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/tijeras/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200233000	1 Unidad	Cartón	En stock