



1200233009

PUNTAS DESC. P/Tijera Sharp/Sharp x 5 pares



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: extremos descartables punta fina, puntas intercambiables agudo agudo, Repuestos de puntas agudas para tijera

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Juego de puntas de recambio diseñadas específicamente para las tijeras de disección Feather con sistema de puntas intercambiables.

Especialidades: Esta configuración es "Sharp/Sharp", lo que significa que ambas puntas son agudas y finas.

Material: Fabricadas en acero inoxidable de grado quirúrgico con un afilado de alta precisión, garantizando cortes netos y resistencia a la corrosión por reactivos de laboratorio.

Uso: Utilizadas para tareas de disección que requieren máxima precisión y delicadeza en el corte. Son ideales para trabajar con tejidos delgados, vasos sanguíneos o nervios en el área de macroscopía de anatomía patológica

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/puntas-descartables-para-tijeras-sharp-sharp/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200233009	1 Unidad	Cartón	En stock