



1200233010

PUNTAS DESC. P/Tijera Blunt/Blunt x 5 pares



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: extremos descartables de punta redondeada, hojas de repuesto Blunt-Blunt para tijeras Feather., puntas intercambiables romo-romo, Repuestos de puntas romas para tijera

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Juego de puntas de recambio diseñadas específicamente para las tijeras de disección Feather con sistema de puntas intercambiables.

Especialidades: Esta configuración es "Blunt/Blunt", lo que significa que ambos extremos son romos o redondeados.

Material: Fabricadas en acero inoxidable de grado quirúrgico de alta calidad, con un acabado que garantiza un deslizamiento suave y resistencia a la corrosión.

Uso: Se utilizan frecuentemente en la apertura de órganos huecos o en la separación de planos anatómicos en el área de macroscopía y necropsias.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/puntastijerasblunt/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200233010	1 Unidad	Cartón	En stock