



1200250112

MANGO PLASTICO P/CERCENAR F-1326 WP x UN.



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Mango ergonómico de longitud extendida diseñado específicamente para alojar y sujetar de forma segura las hojas de cercenar de la serie F de Feather (especialmente los modelos de 130 mm y 260 mm).

Material: Fabricado en resina plástica de alta resistencia, diseñada para ofrecer un agarre antideslizante y ser totalmente resistente a la corrosión por químicos y procesos de desinfección en el laboratorio.

Uso: Se utiliza en la sala de macroscopía de anatomía patológica para facilitar el corte de piezas quirúrgicas de gran tamaño y órganos, proporcionando la palanca y estabilidad necesarias para realizar secciones transversales uniformes y limpias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1200250112	1 Unidad	Cartón	En stock