



1277053250

PORTAOBJETOS BORDES COMUNES x UN. (50 portas) (7102)



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Láminas portaobjetos, vidrios para microscopio, placas de vidrio, soportes para muestras, objetos de vidrio.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Placas de vidrio transparente de dimensiones estándar (aprox. 25x75 mm) con bordes cortados a 90 grados y superficie limpia para montaje de muestras.

Material: Vidrio de cal sodada de alta calidad, con propiedades ópticas estables y espesor uniforme para evitar distorsiones.

Uso: Soporte de muestras biológicas para su procesamiento técnico, tinción y posterior observación bajo el microscopio óptico.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/portaobjetos-bordes-comunes-x-50-unidades-7102/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1277053250	50 Unidades	Cartón	En stock