




1277053260

PORTAOBJETOS BORDES ESMERILADOS x UN. (50 portas)(7101)



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Portaobjetos de bordes pulidos, láminas con bordes romos, vidrios para microscopio de seguridad.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Placas de vidrio transparente de dimensiones estándar con los bordes laterales pulidos o esmerilados para reducir el riesgo de cortes y mejorar el deslizamiento.

Material: Vidrio de cal sodada de alta transparencia y calidad óptica, con espesor uniforme y bordes tratados mediante esmerilado mecánico.

Uso: Soporte y montaje de muestras biológicas para microscopía, ideal para laboratorios de alta rotación donde se busca mayor seguridad en la manipulación manual.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/portaobjetos-bordes-esmerilados-x-50-unidades-7101/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1277053260	50 Unidades	Cartón	En stock