



1277053285

CUBREOBJETOS SW-24x40 x UN. (100 cubres)



24x40

--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Cubres, láminas cubreobjetos, vidrios de cobertura, cubre-láminas, cristales para microscopía.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Láminas de vidrio ultra delgado y transparente de formato rectangular diseñadas para proteger y aplanar muestras.

Material: Vidrio de borosilicato de alta calidad, hidrolíticamente resistente, con espesor uniforme y libre de distorsiones ópticas.

Uso: Montaje final de preparados histológicos y citológicos para su observación microscópica, preservando la muestra. Indicados para colocación manual y en equipos de montaje automatizado de preparados.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/5-cajas-x-100-cubreobjetos-super-white-24x40/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1277053285	100 Unidades	PEAD	En stock