



1277053310

MOLDE ACERO INOXIDABLE 30x24x7 mm x UN.



--- | --- | --- | ---

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Moldes de inclusión, base de moldes metálicos, base molds, moldes de acero para bloques de parafina.

## DATOS TÉCNICOS

**Descripción:** Recipiente metálico cuadrado de 30x24 mm con una profundidad de 7 mm, diseñado para contener parafina líquida.

**Material:** Fabricado íntegramente en acero inoxidable de alta calidad, con bordes pulidos para facilitar el desmolde y garantizar una alta conducción térmica.

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/moldes-de-acero-inoxidable-hp2036-1-30x24x7mm-x-c-u/>

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1277053310 | 1 Unidad     | Film (PE)       | En stock       |