



1277053355

PORTAOBJETOS FROST IMP.LASER BLANCOxUN (50por)7109AW-30



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: portaobjetos esmerilados de color, portaobjetos con extremo color, portaobjetos marcado impresoras

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Placas de vidrio transparente con un recubrimiento opaco de color en uno de sus extremos para facilitar el rotulado y la clasificación visual. Esquinas: biseladas 45°. Dimensiones: 25,4×76,2mm. Espesor: 1,0-1,2mm.

Material: Vidrio de alta calidad (vidrio Super White) con un recubrimiento de pintura opaca resistente a los solventes comunes de laboratorio y a la coloración por tinciones de rutina.

Uso: Diseñados para la preparación y observación de muestras microscópicas, permitiendo la identificación de la muestra mediante marcado manual (marcador permanente) o impresoras de transferencia térmica, inyección de tinta y láser.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
1277053355	50 Unidades	PEAD	En stock