


1300010152



PINCEL PARA TINTA MARCADORA DE 59 cc



--- | --- | --- | ---

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Aplicador de tinta de patología, pincel para márgenes quirúrgicos, cepillo aplicador de tintas, marcador de piezas macroscópicas.

## DATOS TÉCNICOS

**Descripción:** Instrumento de aplicación manual con cerdas diseñadas para la distribución precisa y uniforme de tintas de marcado sobre superficies de tejidos orgánicos.

**Material:** Mango de polímero o madera con cerdas de fibra sintética resistentes a la abrasión y a los componentes químicos de las tintas de laboratorio.

**Uso:** Marcado de márgenes de resección y orientación de piezas quirúrgicas en laboratorios de anatomía patológica para su posterior análisis microscópico.

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1300010152 | 1 Unidad     | Film (PE)       | En stock       |