

3162000003

OTRAS MARCAS

PINZA DISECCION C/DIENTE 14 cm x UN. (12-0302)

--- | --- | --- | ---



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Pinza de dientes de ratón, Pinza de disección quirúrgica 1x2, Pinza con garra.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Pinza recta con dientes de ratón (1x2) en la punta. Material: Acero inoxidable de alta resistencia.

Funciones: Proporciona un agarre firme y seguro sobre tejidos resistentes (piel, fascia o aponeurosis), evitando que el tejido se deslice durante la tracción.

Especialidades: Cirugía general, traumatología y procedimientos de sutura.

Uso: Útil en la etapa de macroscopía para sujetar tejidos densos o fibrosos que requieren firmeza al corte.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
3162000003	1 Unidad	Film (PE)	En stock