

3162000004

OTRAS MARCAS

PINZA ADSON S/DIENTE 12 cm x UN. (12-0275)



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Pinza Adson anatómica, Pinza Adson lisa.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Pinza de disección con base ancha que se estrecha hacia puntas finas y romas. Sin dientes (puntas lisas o estriadas).

Funciones: Ofrece una gran precisión quirúrgica en un tamaño compacto. Permite manipular tejidos delicados y estructuras vasculares sin causar desgarros.

Especialidades: Cirugía plástica, dermatología y microcirugía.

Uso: Muy valorada en la mesa de inclusión para manipular fragmentos de tejido medianos con delicadeza, evitando marcas de presión (artefactos) en la muestra.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
3162000004	1 Unidad	Film (PE)	En stock