



3815171200

CASSETTES ESTANDAR CON TAPA BLANCO x 500 UN. (HP2030)



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Cassettes de inclusión para biopsia, cápsulas de procesamiento de tejidos, moldes de biopsia con tapa, recipientes para histopatología.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Cassettes diseñados específicamente para el procesamiento y la inclusión de pequeñas muestras de tejido (biopsias) en parafina. Superficie ranurada, tapa incluida (no se abre durante el procesamiento) y area de identificación a 30°.

Material: Fabricados en polímero de alta densidad (acetato), un material resistente a los agentes químicos, fijadores y solventes.

Uso: Se utilizan para contener y proteger muestras de tejido durante el procesamiento histológico. Aptos para escritura manual. Puede no ajustarse con firmeza a ciertos micrótomos.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/cassettes-tapa-flip-bisagra-blanco-hp20282-x-250-u>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
3815171200	500 Unidades	Film (PE)	En stock