



3815171500

CASSETTES ESTANDAR CON TAPA LILA x 500 UN. (HP2030)



--- | --- | --- | ---

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Cassettes de inclusión para biopsia, cápsulas de procesamiento de tejidos, moldes de biopsia con tapa, recipientes para histopatología.

## DATOS TÉCNICOS

**Descripción:** Cassettes diseñados específicamente para el procesamiento y la inclusión de pequeñas muestras de tejido (biopsias) en parafina. Superficie ranurada, tapa incluida (no se abre durante el procesamiento) y area de identificación a 30°.

**Material:** Fabricados en polímero de alta densidad (acetato), un material resistente a los agentes químicos, fijadores y solventes.

**Uso:** Se utilizan para contener y proteger muestras de tejido durante el procesamiento histológico. Aptos para escritura manual. Puede no ajustarse con firmeza a ciertos micrótomos.

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/cassettes-para-biopsias-con-tapa-lila-x-500-u>

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 3815171500 | 500 Unidades | Film (PE)       | En stock       |