



3815172100

CUBETA (REPUESTO KIT DE COLORA.) (HP4001-2) x 1u.



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Cubeta de tinción, vaso de coplin cuadrado, recipiente para coloración, cuba para reactivos histológicos.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Recipiente individual de base estable diseñado para contener reactivos y permitir la inmersión de cestillos con portaobjetos en procesos de coloración manual.

Material: Fabricada en polímero técnico de alta densidad, resistente a la corrosión química por solventes, ácidos y colorantes de uso frecuente en laboratorio.

Uso: Contención de reactivos (alcoholes, xilol, colorantes) durante las etapas de procesamiento técnico de muestras histológicas y citológicas.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/cubeta-repuesto-kit-de-coloracion-hp4001-2-x-1u>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
3815172100	1 Unidad	Film (PE)	En stock